

2016年9月1日（第2版）（新記載要領に基づく改訂）  
2005年4月1日（新様式第1版）

届出番号 27B3X00005000004

医04 整形用品  
一般医療機器 開腹術用スポンジ 15085000

## 柄 付 ガ ー ゼ

再使用禁止

### 【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 体内に留置しないこと

### 【形状、構造及び原理等】

綿100%のガーゼ数枚を重ね、綿100%の糸で縫製したものである。

四角形で、その一角に体内残留を防ぐ目的で綿テープを取り付けてある。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所】

製造販売業者 株式会社 奥村商店

大阪府堺市堺区新在家町東2丁2-11

TEL 072-238-6261

### 【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収及び器官の擦過傷防止のため開腹術中に身体内部で用いる器具をいう。

### 【使用方法等】

使用目的に応じ、適宜使用する。

創傷面には滅菌して使用する。

滅菌は高圧蒸気滅菌、EOG滅菌ができる。

### 【使用上の注意】

本品の使用は一回限りです。再使用しないでください。

体内に留置しないこと。

使用後は感染防止に留意し、衛生的に処理してください。

### 【保管方法及び有効期間等】

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。