

医04 整形用品
一般医療機器 医療用不織布 34655000

エコーゼ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 体内に留置しないこと

【形状・構造及び原理等】

ポリエステル及びビスコースレーヨン素材混紡の不織布
ガーゼで不織布の網目構造により血液・体液等を吸収しやす
くしている。

本品は、におい及び味はない。

使い捨てタイプ

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社 奥村商店

大阪府堺市堺区新在家町東2丁2-11

TEL 072-238-6261

【使用目的又は効果】

創傷又は外科切開部を処置するために用いる不織布から
成る被覆・保護材である。

【使用方法等】

使用目的に応じ、適宜使用する。

創傷面には滅菌して使用する。

【使用上の注意】

使用後は感染防止に留意し、衛生的に処理すること。

かゆみ、かぶれ等の症状が現れた場合は、使用を中止し、

医師に相談してください。

【保管方法及び有効期間等】

直射日光、水濡れ及び火気を避け、高温・多湿でない

清潔な場所に保管すること。