

**2023年2月作成(第6版)

*2017年8月作成(第5版)(新記載要領に基づく改訂)

届出番号 13B2X10098000001

医 04 整形用品

一般医療機器 医療用不織布 JMDNコード 34655000

デンタル・ガーゼ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 未滅菌のものを創傷面に使用しないこと
- 体内に留置しないこと

(重要な基本的注意)

- ・未滅菌のものを創傷面に使用しないこと。
- ・体内に留置しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

直射日光及び火気をさけ、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

【形状・構造及び原理等】

素材:キュブラ100%不織布

素材化学式: $(C_6H_{10}O_5)_n$

性状:15cm×10cm 6折の白色不織布ガーゼ

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売元:小津産業株式会社

〒103-8435 東京都中央区日本橋本町 3-6-2

【使用目的又は効果】

創傷又は外科切開部を処置する為に用いる。

発売元:株式会社ヨシダ

〒110-8507 東京都台東区上野 7-6-9

TEL 0800-170-5541 (コンタクトセンター)

【使用方法等】

- ・滅菌して適宜使用すること。
- ・単回使用。

※対応時間/月～金 9:00～17:30 土 9:00～17:00

(日曜・祝日を除く)

【使用上の注意】

(使用上の注意)

- ・滅菌に際しては滅菌器の取扱い説明書に従って操作すること。
- ・滅菌バッグ又はカストに入れて滅菌すること。