

**2017 年 10 月(第 3 版)(新記載要領に基づく改訂)

*2009 年 5 月(第 2 版)

*届出番号 13B2X10098000005

医 04 整形用品

一般医療機器 医療用不織布 34655000

トップガーゼ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 未滅菌のものを創傷面に使用しないこと
- 体内に留置しないこと

【保管方法及び有効期間等】

直射日光及び火気をさけ、湿気の少ない清潔な場所に保管すること

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

*製造販売元及び製造元

小津産業株式会社

〒103-8435 東京都中央区日本橋本町 3 丁目 6 番 2 号

問合せ窓口 メディカルサプライ担当 TEL.03-3661-9564

【形状・構造及び原理等】

素材:キュブラ100%不織布

形状:白色不織布ガーゼ

寸法:25cm×25cm 4 折

*【使用目的又は効果】

創傷面又は外科切開部を処置するために用いる不織布からなる被覆・保護材をいう。

*発売元

株式会社トップ

〒120-0035 東京都足立区千住中居町 19-10

【使用方法等】

- ・滅菌して適宜使用すること
- ・単回使用

【使用上の注意】

- ・滅菌に際しては滅菌器の取扱い説明書に従って操作すること
- ・滅菌バッグ又はカストに入れて滅菌すること