

**2016 年 3 月第 6 版(新記載要領に基づく改訂を含む)

*2015 年 2 月第 5 版

届出番号 13B2X10098000007

医 04 整形用品

一般医療機器 医療用不織布 34655000

ジャコレ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 未滅菌のものを創傷面に使用しないこと
- 体内に留置しないこと

【保管方法及び有効期間等】

*直射日光及び火気をさけ、湿気の少ない清潔な場所に
保管すること

【形状・構造及び原理等】

素材: キュプラ100%不織布

形状: 白色不織布ガーゼ

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元

小津産業株式会社

〒103-8435 東京都中央区日本橋本町 3 丁目 6 番 2 号

【使用目的又は効果】

**創傷又は外科切開部を処置するために用いる

製造元

小津産業株式会社 埼玉事業所

【使用方法等】

**使用目的に応じ、適宜使用する

*発売元

株式会社竹虎

URL <http://taketora-web.com/>

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

**使用後は感染防止に留意し、衛生的に処理すること

商品に関するお問い合わせ先

フリーダイヤル 0120-094-315