

\*\*2017年1月(第7版)(新記載要領に基づく改訂)

\*2014年9月(第6版)

届出番号 13B2X10098000009

医 04 整形用品

一般医療機器 単回使用クラス I 処置キット 33961001

## タケトラケアセット

### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 体内に留置しないこと

・傷口に直接貼らないでください。

・使用中、発疹・発赤・かゆみ等の症状が現れた場合は使用を中止してください。

・はがす時は、皮ふを傷めないよう体毛の流れに沿ってゆっくりはがしてください。

<救急絆創膏が入っている場合>

・使用中、発疹・発赤、かゆみなどの症状が現れた場合は、ただちに使用を中止すること。

#### 【形状・構造及び原理等】

・一般的な処置を行うために必要とされる構成部品を組み合わせて滅菌したもの。

\*<構成部品>

・下記、二品目以上の組合せ

医療ガーゼ	救急絆創膏
医療用不織布	粘着性伸縮テープ
医療脱脂綿	回路固定用テープ
コットンボール	セッシ
医科用捲綿子	シート
綿棒	

#### 【保管方法及び有効期間等】

<貯蔵・保管方法>

・直射日光及び火気をさけ、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

<使用期限>

・使用期限[自己認証(自社データ)による]を別枠に記載。

#### 【使用目的又は効果】

・一般的な処置を行うために必要なクラス I の各種器具、被覆保護材及び医薬品の全てを含む、プレパッケージされたキットをいう。本品は単回使用である。

#### 【使用方法等】

・開封後直ちに使用してください。

・単回使用。

#### 【使用上の注意】

<回路固定用テープが入っている場合>

・伸ばして貼付すると皮ふの刺激の原因となります。テープは絶対に伸ばさないで貼付してください。

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元及び製造元

小津産業株式会社

〒103-8435 東京都中央区日本橋本町3丁目6番2号

問合せ窓口 メディカルサプライ担当 TEL.03-3661-9564

\*発売元

株式会社 竹虎

商品に関するお問い合わせ先

フリーダイヤル 0120-094-315

URL <http://taketora-web.com/>