

**2015年12月(第5版)(新記載要領に基づく改訂)

*2010年4月(第4版)

*製造販売届出番号 13B2X10098000011

医 04 整形用品 一般医療機器 医療用不織布 JMDNコード 34655000

Kenzセリオガーゼ

再使用禁止

(未滅菌)

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 未滅菌のものを創傷面に使用しないこと。
- 体内に留置させないこと。

*【形状・構造及び原理等】

- 素材:キュプラ 100%不織布
- 素材化学式:(C₆H₁₀O₅)_n

【使用目的又は効果】

- 創傷又は外科切開部を処置するために用いる不織布から成る被覆・保護材をいう。

【使用方法等】

- 衛生材料として適宜滅菌して使用すること。
- 滅菌はオートクレーブ滅菌、EOG滅菌ができる。

【使用上の注意】

- 単回使用
- 火気の近くには置かない。

【保管方法及び有効期間等】

- 直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。
- 小児の手に届かないところに保管すること。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

- *●【製造販売元】小津産業株式会社
〒103-8435 東京都中央区日本橋本町 3-6-2
お問い合わせ 06-6226-4184
- 【製造元】株式会社旭小津
- 【発売元】株式会社スズケン
〒461-8701 名古屋市東区東片端町 8 番地
- *●【販売元】株式会社長谷川綿行
〒481-0013 愛知県北名古屋市二子四反地 977-2