

**2016 年 7 月(第 3 版)

*2015 年 4 月(第 2 版) (新記載要領に基づく改訂含む)

届出番号 13B2X10098000018

医 04 整形用品

一般医療機器 医療用不織布 34655000

滅菌トラーグル P

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 体内に留置しないこと

【形状・構造及び原理等】

素材:レーヨン100%不織布

形状:白色不織布ガーゼ

【使用目的又は効果】

**創傷又は外科切開部を処置する為に用いる。

【使用方法等】

・使用目的に応じ、適宜使用する。

【使用上の注意】

・使用後は感染防止に留意し、衛生的に処理すること。

【保管方法及び有効期間等】

＜貯蔵・保管方法＞

直射日光及び火気をさけ、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

＜使用期限＞

使用期限〔自己認証(当社データ)による〕を袋及び外装に記載。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元及び製造元

小津産業株式会社

〒103-8435 東京都中央区日本橋本町 3 丁目 6 番 2 号

メディカルサプライ担当 TEL.03-3661-9564

* 発売元

株式会社竹虎

URL <http://taketora-web.com/>

商品に関するお問い合わせ先フリーダイヤル 0120-094-315