

*2017 年 8 月(第 2 版)(新記載要領に基づく改訂)
2014 年 5 月(第 1 版)

届出番号 13B2X10098000104

医 04 整形用品
一般医療機器 医療用不織布 JMDN コード 34655000

ZEST ディスポガーゼ RP

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 未滅菌のものを創傷面に使用しないこと
- 体内に留置しないこと

【保管方法及び有効期間等】

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元:小津産業株式会社

〒103-8435 東京都中央区日本橋本町 3-6-2

TEL.03-3661-9564

【形状・構造及び原理等】

本品は、レーヨン繊維とポリエステル繊維からなる不織布である。

【使用目的又は効果】

創傷又は外科切開部を処置するために用いる不織布からなる被覆・保護材をいう。

製造業者:小津産業株式会社 埼玉事業所

【使用方法等】

衛生材料として適宜滅菌して使用すること。

【使用上の注意】

- ・滅菌に際しては滅菌器の取扱い説明書に従って操作すること。
 - ・滅菌バッグ又はカストに入れて滅菌すること。
-