

2022 年 10 月 5 日 作成

届出番号 25B3X10007000005

歯科材料 07 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用ワックス成形品 JMDN 31836020

コスモスクラスプワックス

【警告】

- ・本品は可燃性であるので、使用の際、火傷をしないように注意すること。

【禁忌・禁止】

- ・指定された用途以外には使用しないこと。

【使用上の注意】

- 1) 警告
【警告】の項目に記載のとおり。
- 2) 禁忌・禁止
【禁忌・禁止】の項目に記載のとおり。
- 3) 使用注意
 - ・可燃性であるので、使用の際に火傷をしないように注意する。
 - ・【使用目的又は効果】以外の目的に使用しない。

【形状、構造及び原理等】

タイプ	形状		太さ	内容量
No.0	断面：半円 2 mm から 1 mm のテーパー		細	500本 /箱
No.1			中	
No.2			太	
No.3				300本 /箱

主成分：パラフィンワックス、マイクロクリスタリン
ワックス、カルナバワックス、ダンマルワックス、
蜜ろう、着色剤

【使用目的又は効果】

鑄造クラスプ等を作製するために用いる。。

【使用方法等】

本材を弱い炎で軟化させて耐火模型に付着させてください。
埋没した後、鑄造してください。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・直射日光、高温多湿の場所を避けて保管する。
- ・火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に大量に保管しない。
- ・歯科の従事者以外が触れないよう適切に保管・管理する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〔製造販売業者〕

株式会社 キャスティング・オカモト
〒 520-1603
滋賀県高島市今津町北仰 452
TEL：0740-22-5011 FAX：0740-22-5070

〔製造業者〕

株式会社 キャスティング・オカモト
〒 520-1603
滋賀県高島市今津町北仰 452
TEL：0740-22-5011 FAX：0740-22-5070