


2023 年 10 月 5 日作成 (新様式第 1 版)

製造販売届出番号 13B1X10414000001

歯科材料 9 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研削器材 70908000
LM バー

【形状・構造及び原理等】
【形状・構造】



TypeA Zr	SPINEL 5XD0 3Zr	ROLAND D0 3Zr
	SPINEL 5XD0 6Zr	ROLAND D0 6Zr
	SPINEL 5XD1 0Zr	ROLAND D1 0Zr
	SPINEL 5XD1 0TZr	ROLAND D1 0S Zr
	SPINEL 5XD2 0Zr	ROLAND D2 0Zr
	SPINEL 5XMINID0 6Zr	ROLAND D0 3 Zr DLC
	SPINEL 5XMINI1 0 Zr	ROLAND D0 5 Zr DLC 1
	SPINEL 5XMINI1 0T Zr	ROLAND D0 5 Zr DLC
	SPINEL 5XMINID2 0Zr	ROLAND D0 8 Zr DLC 2
	WIELAND D0 7Zr	ROLAND D0 8 Zr DLC
	WIELAND D1 0Zr	ROLAND D2 0 Zr DLC
	WIELAND D2 5Zr	ROLAND D2 0 Zr DLC 10
	WIELAND MINI D1 0Zr	ROLAND D0 5 S4 HYBRID
	WIELAND MINI D2 5Zr	ROLAND D0 5 S4 HYBRID
	VHF S1 D0 6Zr	ROLAND D1 0S S4 HYBRID
	VHF S1 D1 0Zr	ROLAND D1 0 S4 HYBRID
	VHF S1 D2 0Zr	ROLAND D2 0 S4 HYBRID
	VHF K4 D0 6Zr	ROLAND D2 5 S4 HYBRID
	VHF K4 D1 0Zr	ROLAND D0 3 Ti
	VHF K4D2 0Zr	ROLAND D0 5 Ti
	ZirkonzahnM5 D0 3Zr	ROLAND D0 6 Dia 1.8
	ZirkonzahnM5 D0 5Zr	ROLAND D0 6 HYBRID
	ZirkonzahnM5 D1 0Zr	ROLAND D0 6 Ti
	ZirkonzahnM5 D2 0Zr	ROLAND D0 6 Dia 1.5(10)
	ZirkonzahnM1/M4 D0 5Zr	ROLAND D0 6 Dia 1.5(12)
	ZirkonzahnM1/M4 D1 0Zr	ROLAND D0 8 Dia 2.4
	ZirkonzahnM1/M4 D2 0Zr	ROLAND D0 8 Dia 2.5
	SIRONA D0 5Zr	ROLAND D1 0 Dia 1.5 4
	SIRONA D1 0Zr	ROLAND D1 0 HYBRID
	SIRONA D2 5Zr 4F	ROLAND D1 0 Dia 1.5 5
	AMANN D0 6Zr	ROLAND D1 0 Dia 3.4
	AMANN D1 0Zr	ROLAND D1 0 Dia 3.5
	AMANN D2 5Zr	ROLAND D2 0 Dia 4.4
	RND 5XD0 3 S3 Zr	ROLAND D2 0 Dia 4.5
	RND 5XD0 6 S3 Zr	ROLAND D2 0 Dia 3.5
	RND 5XD1 0 S3 Zr	ROLAND D2 0 HYBRID
	RND 5XD2 0 S3 Zr	ROLAND D2 0 Dia 6.5
	IMES-CORE D0 6Zr	IMES-CORE D0 6 S3Zr
	IMES-CORE D1 0Zr	IMES-CORE D1 0 S3Zr
	IMES-CORE D2 5Zr	IMES-CORE D2 5 S3Zr
	ARUM D0 3 S6 Zr STEP	ARUM D2 0 S6 Zr STEP

	ARUM D0 6 S6 Zr STEP	ARUM D0 3 S4 Zr RING
	ARUM D1 0 S6 Zr STEP	ARUM D0 6 S4 Zr RING
	ARUM D2 0 S6 Zr STEP	ARUM D1 0 S4 Zr RING
	ARUM D0 6 S6 Zr STEP	ARUM D2 0 S4 Zr RING
	ARUM D1 0 S6 Zr STEP	
TypeA METAL	SPINEL 5XD0 6METAL	SPINEL 5XD1 5R0 1METAL
	SPINEL 5XD1 0METAL	SPINEL 5XD1 5R0 25METAL 4F
	SPINEL 5XD1 5METAL	SPINEL 5XD2 0R0 2METAL
	SPINEL 5XD2 0METAL	SPINEL 5XD2 5R0 2METAL 4F
	SPINEL 5XD2 0L METAL	SPINEL 5XD2 5R0 5METAL 4F
	SPINEL 5XD3 0METAL	SPINEL 5XD1 0F METAL
	SPINEL 5XD3 0L METAL	SPINEL 5XD1 5F METAL
	RND D1 0 METAL	SPINEL 5XD1 5F METAL 4F
	RND D1 5 METAL	SPINEL 5XD1 5FL METAL 4F
	RND D2 0 METAL	SPINEL 5XD2 0F METAL
	RND D3 0 METAL	SPINEL 5XD2 0F METAL 4F
	IMES-CORE D1 0METAL	ARUM D0 6 S6 METAL STEP
	IMES-CORE D2 0METAL	ARUM D1 0 S6 METAL STEP
	IMES-CORE D3 0METAL	ARUM D1 5 S6 METAL STEP
	IMES-CORED1 0S3METAL	ARUM D2 0 S6 METAL STEP
	IMES-CORED2 0S3METAL	ARUM D3 0 S6 METAL STEP
	IMES-CORED3 0S3METAL	ARUM D1 0 S4 METAL RING
	ZirkonzahnM1/M4D1 0METAL	ARUM D1 5 S4 METAL RING
	ZirkonzahnM1/M4D2 0METAL	ARUM D2 0 S4 METAL RING
	ZirkonzahnM1/M4D3 0METAL	
TypeA PMMA	SPINEL 5XD1 0PMMA	RND 5XD0 6 S3 PMMA
	SPINEL 5XD1 0PMMA	RND 5XD1 0 S3 PMMA
	SPINEL 5XD2 0PMMA	RND 5XD2 0 S3 PMMA
	IMES-CORE D0 6PMMA	IMES-CORED0 6S3PMMA
	IMES-CORE D1 0PMMA	IMES-CORE D1 0S3PMMA
	IMES-CORE D2 5PMMA	IMES-CORE D2 5S3PMMA
	ROLAND D0 5 S3 GLASS C8-SUPER	ARUM D1 0 PMMA RING DLC
	ROLAND D1 0 S3 GLASS S-SUPER	ARUM D1 5 PMMA RING DLC
	ROLAND D2 5 S3 GLASS S-SUPER	ARUM D2 0 PMMA RING DLC
TypeB GLASS CERAMIC	SPINEL 5XD0 6 GLASS	RND1 0 S3 GLASS
	SPINEL 5XD1 0 GLASS	RND1 0T S3 GLASS
	SPINEL 5XD2 0 GLASS	RND2 0 S3 GLASS
	IMES-CORE D0 6 GLASS	WIELAND D0 5 GLASS
	IMES-CORE D1 0 GLASS	WIELAND D1 0 GLASS
	IMES-CORE D2 5 GLASS	WIELAND D2 0 GLASS
	IMES-CORED0 6S3 GLASS	WIELAND D3 0 GLASS
	IMES-CORE D1 0 S3 GLASS	IMES-CORE D2 5 S3 GLASS
	ARUM D0 6 S6 GLASS STEP	ARUM D0 6 S4 GLASS RING
	ARUM D1 0 S6 GLASS STEP	ARUM D1 0 S4 GLASS RING
	ARUM D1 5 S6 GLASS STEP	ARUM D1 5 S4 GLASS RING
	ARUM D2 5 S6 GLASS STEP	ARUM D2 5 S4 GLASS RING
TypeC METAL	SPINEL 5X D1 5DR METAL	SPINEL 5X D2 3DR METAL

【使用目的、効能又は効果】

本品は、補綴物等の研削に用いる器材をいう。
各種歯科用の CAD/CAM 材料を切削・研削加工するために用い、専用の加工機に取り付けて使用する。

【操作方法又は使用方法等】

- 1) 用途に合わせて選択する。
- 2) 対応する加工機本体に取り付ける。
- 3) ミリングバーが摩耗若しくは破折したものは交換する。
- 4) 作成した加工データを、対応する加工機に入力して加工する。

取扱説明書を必ずご参照ください。

【使用上の注意】

- 1) 本品は、歯科用専用加工機以外には使用しないこと。
- 2) 変形、破損又は腐食等があるものは使用しないこと。
- 3) 使用中に、異音や異常な音がした場合は直ちに使用を中止すること。
- 4) 加工物にチッピング等が発生した場合は新品に交換すること。
- 5) 刃物であるため、取り扱いには注意すること。
- 6) 材料に応じて、バーをセットすること。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

- ・ 水分、腐食性薬剤を避け。外圧を避けること。
- ・ 歯科従事者以外が触れないよう保管、管理すること。

【包装】

包装単位：1 個

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 AuBe
東京都新宿区山吹町 347 番地
藤和江戸川橋ビル 5 階

TEL：03-6265-0981

FAX：03-6265-0996

外国製造業者：BOOYOUNG PRECISION CO.,LTD.

外国製造所国：大韓民国