

医療用品 04 整形用品

一般医療機器 綿状創傷被覆・保護材 11751000

**滅菌サージカルパッドE**

**再使用禁止**

**【 禁忌・禁止 】**

- 再使用しないでください。
- 体内に留置しないでください。

**【 形状・構造及び原理等 】**

- 本品は吸収材を被覆材で成型した創傷面保護パッドで滅菌済みのものです。  
吸収材：高吸収ポリマーシート、レーヨン不織布  
被覆材：（吸収面）綿不織布  
（防水面）ポリエチレンラミネート紙

**【 使用目的又は効果 】**

- 創傷を被覆するために用いる、柔らかくふわふわした綿状の塊から成るパッドです。

**【 使用方法等 】**

- 使用目的に応じて適宜使用してください。

**【 使用上の注意 】**

- 開封後は直ちに使用してください。
- 本品に異常がある場合は使用しないでください。
- 白い不織布面を創傷面に当て使用してください。
- 開封した残品は創傷面に使用しないでください。
- 使用したものは医療廃棄物として注意し処理してください。

**【 保管方法及び有効期間等 】**

**1.保管方法**

- 直射日光、水ぬれ、火気、及び高温・多湿をさけ清潔な場所に保管してください。

**2.使用期限（耐用期間）**

- 使用期限（自己認証）をパッケージに記載しています。

**【 製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等 】**

製造販売元：川本産業株式会社  
TEL 06-6943-8956（お客様相談窓口）  
（10:00～17:00 月～金ただし祝祭日を除く）