

医療用品 04 整形用品
一般医療機器 医療用不織布 34655000
滅菌ネオガーゼC

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用しないでください。
- 体内に留置しないでください。

【形状・構造及び原理等】

- 本品はレーヨン及びポリエステルからなる不織布で滅菌済みのものです。
- 本品には切り込みのあるタイプもあります。

【使用目的又は効果】

- 創傷又は外科切開部を処置するために用いる不織布から成る被覆・保護材です。

【使用方法等】

- 使用目的に応じて適宜使用してください。

【使用上の注意】

- 開封後は直ちに使用してください。
- 本品に異常がある場合は使用しないでください。
- 使用中、刺激を感じたり、かぶれた時には使用を中止し医師に相談してください。
- 開封した残品は創傷面に使用しないでください。
- 使用したものは医療廃棄物として注意し処理してください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- 直射日光、水ぬれ、火気、及び高温・多湿をさけ清潔な場所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。

2. 使用期限（耐用期間）

- 使用期限（自己認証）をパッケージに記載しています。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：川本産業株式会社
TEL 06-6943-8956（お客様相談窓口）
（10:00～17:00 月～金ただし祝祭日を除く）