

医療用品 04 整形用品
一般医療機器 単回使用クラスⅠ処置キット 33961001
消毒セットⅠ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止。
- 体内に留置しないこと。

ピンセット、鉗子

[使用方法]

- 本品を曲げ、切削、打刻（刻印）等の二次的加工（改造）することは、折損等の原因となるため絶対に行わないこと。
- 電気メスと直接接触させないこと。〔火傷や感電の恐れがある。〕

【形状・構造及び原理等】

- 本品は各種医療機器等のうち、二品目以上の構成品を組み合わせて構成する組み合わせ医療機器を滅菌したものである。
- 構成品の名称及び数量は、構成品表又は表示ラベルに記載している。

【使用目的又は効果】

- 一般的な処置を行うために必要なクラスⅠの各種器具、被覆保護材及び医薬品の全てを含む、プレパッケージされたキットである。本品は単回使用である。

※【使用方法等】

- 開封して適宜使用する。
- 使用前は各構成品の情報について、それぞれの添付文書や取扱説明書を参照する。
- 各構成品は、医師の判断のもと、実施する手術、手技の手順に沿って、各構成品の使用方法、効果の範囲にて使用する。

※【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

ガーゼ、デクーゼ、セミデクーゼ、タンポンガーゼ、ケーバイン

- ・ガーゼに電気メス等を近づけると、引火するおそれがあるため、注意して使用すること。

綿棒

- ・綿体に直接手をふれないこと。

シート

- ・ラミネート面を下側に使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- 直射日光、水ぬれ、火気、及び高温・多湿をさけ清潔な場所に保管する。

2. 使用期限

- 使用期限（自己認証）を袋に記載している。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：川本産業株式会社

TEL 06-6943-8956（お客様相談窓口）

（10:00～17:00 月～金ただし祝祭日を除く）

取扱説明書を必ずご参照ください。