

医療用品 04 整形用品
一般医療機器 単回使用クラスⅠ処置キット 33961001

透 析 セ ッ ト Ⅰ

再使用禁止

【 禁忌・禁止 】

- 再使用禁止。
- 体内に留置しないこと。

ピンセット、鉗子、ハサミ

〔使用方法〕

- 電気メスと直接接触させないこと。〔火傷や感電の恐れがある。〕
- 本品を曲げ、切削、打刻（刻印）等の二次的加工（改造）することは、折損等の原因となるため絶対に行わないこと。

ラテックスグローブ

〔適用対象（医療関係者、患者）〕

- 今までにアナフィラキシー症状の経験がある医療関係者及び患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

- 本品は各種医療機器等のうち、二品目以上の構成品を組み合わせて構成する組み合わせ医療機器を滅菌したものである。
- 構成品の名称及び数量は、構成品表又は表示ラベルに記載している。

ラテックスグローブ

- 本品は天然ゴムを使用している。

【使用目的又は効果】

- 一般的な処置を行うために必要なクラスⅠの各種器具、被覆保護材及び医薬品の全てを含む、ブレパッケージされたキットである。本品は単回使用である。

*【使用方法等】

- 開封して適宜使用する。
- 使用前は各構成品の情報について、それぞれの添付文書や取扱説明書を参照する。
- 各構成品は、医師の判断のもと、実施する手術、手技の手順に沿って、各構成品の使用方法、効果の範囲にて使用する。

*【使用上の注意】

＜使用注意＞

ラテックスグローブ

- 天然ゴムと接触する機会の多い方は天然ゴムアレルギー発症のハイリスクグループと考えられるため、使用に関しては注意すること。

＜重要な基本的注意＞

ガーゼ、デクーゼ、セミデクーゼ、タンポンガーゼ、ケーパイン

- ガーゼに電気メス等を近づけると、引火するおそれがあるため、注意して使用すること。

ラテックスグローブ、ニトリルグローブ、グローブ

- 体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こす可能性がある。異常を感じたら直ちに使用を中止し、適切な処置すること。

- 爪先・刃物等 尖ったものなどに触れると破れたり、穴があくことがあるため注意すること。

綿棒

- 綿体に直接手をふれないこと。

シーツ

- ラミネート面を下側にして使用すること。

テガダーム

- 感染したカテーテル穿刺部位や創には使用しないこと。〔感染を増悪させる恐れがある。〕

＜相互作用＞

〔併用注意〕

ラテックスグローブ、ニトリルグローブ、グローブ

- 本品は薬品、溶剤等によっては膨潤したり、硬化・浸透する場合がありますため注意し使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- 直射日光、水ぬれ、火気、及び高温・多湿をさけ清潔な場所に保管する。

2. 使用期限

- 使用期限（自己認証）を袋に記載している。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：川本産業株式会社

TEL 06-6943-8956（お客様相談窓口）

（10:00～17:00 月～金ただし祝祭日を除く）

取扱説明書を必ずご参照ください。