

機械器具 36 医療用ピンセット  
管理医療機器 単回使用ピンセット 35079002  
**単回使用滅菌ピンセット KS**

## 再使用禁止

### 【禁忌・禁止】

- 再滅菌禁止。
- 再使用禁止。

### 【形状・構造及び原理等】

#### 1. 形状・構造



（図は製品の一例を示す。）

#### 2. 原材料

- ステンレス

### 【使用目的又は効果】

- 医療用の単回使用ピンセットとして、保持する物体を閉じて挟むために用います。

### 【使用方法等】

- 本品のグリップ部を握り、先端の把持部で物体を把持して使用する。

### 【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- 体内に留置しないでください。
- 本品を曲げ、切削、打刻（刻印）等の二次的加工（改造）をしないでください。[本品の性能が維持できなくなる恐れがあります。]
- 電気メスと直接接触させないでください。[火傷や感電の恐れがあります。]

### 【保管方法及び有効期間等】

#### 1. 保管方法

直射日光、水ぬれ、火気及び高温・多湿をさけ清潔な場所に保管してください。

#### 2. 使用期限

使用期限(自己認証)をパッケージに記載しています。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：川本産業株式会社

TEL 06-6943-8956（お客様相談窓口）

（10:00～17:00 月～金ただし祝日を除く）