

## 添付資料 1

2005年 4月 1日 (第1版)  
2017年 4月 1日 (第2版)

届出番号 27B3X00054000001

医04 整形用品  
一般医療機器 医療ガーゼ 13700000

# 医療ガーゼ

## 再使用禁止

---

### 【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 体内に留置しないこと

### 【包装】

パッケージに入数を記載。

### 【形状、構造及び原理等】

綿100%のガーゼ

本品は、白い布で、におい及び味はない。

セルロースの親水性及び中空構造により吸水性を有し、液体の吸収を行う。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所】

製造販売業者 笠井商会

大阪府堺市西区鳳東町1丁62番

TEL072-271-0116

製造業者 笠井商会

### 【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用することを目的とする主としてガーゼから成る器具をいう。

### 【使用方法等】

使用目的に応じ、適宜使用する。

創傷面には滅菌して使用する。

滅菌は高圧蒸気滅菌、EOG滅菌ができる。

### 【使用上の注意】

本品の使用は一回限り、再使用しないこと。

体内に留置しないこと。

使用後は感染防止に留意し、衛生的に処理すること。

### 【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

開封後は速やかに使用すること。