

2010年9月7日（第1版）

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 一般的名称：吸引チューブ（JMDN コード：16779000）
チューブセッターAC

再使用禁止

【警告】

使用方法

- 栄養ラインと輸液ラインが混在している状況下で本品を使用する場合は誤接続しないように十分確認して使用すること。
- 過度の内圧が生ずるような送液は行わないこと。[接続部の外れや、緩みの原因となるため]

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. 再滅菌禁止

【包装】

10セット/袋

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元及び製造元：

株式会社メディカルプランニング

〒357-0046 埼玉県飯能市阿須 445-17

TEL:042-978-5071 FAX:042-978-5691

【形状・構造及び原理等】

- ・シリコーンゴム



【使用目的、効能又は効果】

- ・本品は、手術時に体液や血液等を吸引する際に用いる器具である。

【品目仕様】

- ・吸引器及び回収器にしっかりと接続できること。

【操作方法又は使用方法等】

- (1) 使用直前に包装から吸引チューブを取り出す。
- (2) コネクターで吸引器と回収器をしっかりと接続する。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- (1) 再使用禁止（本品はディスプレイ製品である）
- (2) 包装の破線したもの、開封済みのもの又は水濡れしたものは使用しないこと。
- (3) 廃棄する際は医療廃棄物として適切に処分する事。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

<貯蔵・保管方法>

水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所を避けて室温で保管すること。

<有効期間> 製造年月より3年