

医療用品 03 手術用手袋及び指サック
一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋 70976000

クレイラニトリルグローブ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用しないでください。

【形状・構造及び原理等】

- 本品は合成ゴム製のパウダーなし、未滅菌の使い捨て検査・検診用手袋です。
- サイズは SS、S、M、L の 4 種類です。

【使用目的、効能又は効果】

- 手術を除いた検査・検診・治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守るために使用する合成素材製手袋です。歯科用手袋を除きます。

【操作方法又は使用方法等（用法・用量を含む）】

- 開封口より手袋を取り出し使用してください。
- 手袋は左右兼用型です。

【使用上の注意】

- 爪先・刃物等、尖ったものなどに触れると、破れたり穴があくことがありますので注意してください。
- 本品は薬品、溶剤等によっては膨潤したり、浸透する場合がありますので、注意し使用してください。
- かゆみ、かぶれ、発疹等の症状が現れた場合には、使用を中止してください。

【貯蔵・保管方法及び使用期限等】

- 水ぬれ、直射日光、紫外線、オゾン、高温・多湿をさげ清潔な場所に保管してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

<製造販売業者>

〒515-0021 株式会社サカキ L&E ワイズ
三重県松阪市古井町 35 番地
問い合わせ先：TEL 0598-51-8168

<製造業者>

Zhonghong Pulin Medical Products.CO.,LTD.
国名：中国