

歯 09 歯科用研削材料  
一般医療機器 歯科用研磨器材 JMDN70907000

## CNマルチルージュ

### 【形状、構造及び原理等】

成分：酸化アルミニウム、モノカルボン酸、色素

### 【使用目的又は効果】

補綴物等のつや出し研磨に用いる。

### 【操作方法又は使用方法等】

本品適量をバフ、ブラシ、フェルトホイールに付けて使用する。  
尚、研磨作業の際は、必ず使用するバフ、ブラシ、フェルトホイールや研磨機械の操作手順に従うこと。

### 【使用方法に関連する使用上の注意】

研磨後は加工物に本品が微量に付着しているため、バフ用クリーナー等できれいに洗浄して除去すること。

### 【使用上の注意】

- 1) 使用注意
- ①本品の使用中は、目の損傷を防ぐために、保護めがね等を使用すること。
  - ②本品は、【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
  - ③本品を使用して研磨する際には、局所排気装置、公的機関が認可した防塵マスク等を使用すること。
  - ④本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- 2) 重要な基本的注意
- ①本品が目に入らないように注意すること。万一目に入った場合には、直ちに大量の流水で洗浄した後、眼科医の診断を受けること。

### 【保管方法及び有効期間等】

- ・火気厳禁で室温 40℃以下の場所で保管すること。  
（高温下で放置した場合、溶解して使用できなくなる）
- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

### 【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社カム・ネッツ  
住 所：〒578-0903  
大阪府東大阪市今米1丁目17番12号  
電 話 番 号：072-966-4180  
F A X 番 号：072-963-4182  
E-M a i l：info@come-nets.net  
製 造 元：有限会社秋山産業