

医 04 整形用品
一般医療機器 医療ガーゼ JMDN13700000

カットガーゼ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・体内に留置しないこと。

【形状、構造及び原理等】

綿 100%のガーゼを折り畳んだもの。

【使用目的又は効果】

外科切開口、他の皮膚損傷又は内部構造に対し、出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染から器官の保護を目的として使用する。

【使用方法等】

衛生材料として適宜滅菌して使用すること。

【使用上の注意】

体内に残らないように使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

- ・直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。
- ・小児の手の届かないところに保管すること。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社カム・ネッツ

住 所：〒578-0903

大阪府東大阪市今米1丁目17番12号

電 話 番 号：072-966-4180

F A X 番 号：072-963-4182

E・M a i l：info@come-nets.net

外国製造所：Dalian Delian Hongwei Paper Plastic

CO.,LTD

国 名：中華人民共和国