

歯科材料（9）歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 70907000
ラスターペースト

【形状・構造及び原理等】

ボトル型の容器に入った白色のペーストで、研磨材を含有し、コンポジットレジン研磨に用いる。

内容量：6mL

容器：ボトル

原材料：酸化アルミニウム、グリセリン

【使用目的又は効果】

コンポジットレジンの研磨に用いる。

【使用方法等】

ディスク等の歯科用研磨器材と併用し、コンポジットレジンの仕上げ研磨を行う。

【保管方法及び有効期間等】

- ・高温多湿を避けて保管すること。

[有効期間]

- ・24 ヶ月 [自己認証（製造元データ）による]
使用期限は、包装に記載。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者氏名	：エンビスタジャパン株式会社
製造業者	：カー社(Kerr Corporation)
国名	：アメリカ (U.S.A.)