

器 15 舌圧子
一般医療機器 舌圧子 14066000

ディスプレイザブル舌圧子

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

形状：



サイズ：ラージ

材質：木

【使用目的又は効果】

舌を移動させて、周辺臓器及び組織の検査を容易にするために用いる。

【使用方法等】

口腔内の検査時、本品で舌を移動させる。

【使用上の注意】

- ・本品は未滅菌品である。無菌を要する処置には使用しないこと。
- ・本品は検査用に使用し、手術や観血的処置には使用しないこと。
- ・使用前に必ず製品の点検をし、損傷等が確認された場合使用しないこと。
- ・破損の原因となるので、使用時に必要以上の力を加えないこと。
- ・【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- ・医療有資格者以外は使用しないこと。
- ・廃棄の際は感染防止に留意し、関係法令及び各自治体の指導に従った安全な方法で適切に処理すること。

【保管方法及び有効期間等】

- ・高温、多湿を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けない清潔な場所に保管すること。
- ・医療の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】* **

製造販売業者：フィード株式会社
商品インフォメーションデスク
電話 0120-004-504

製造業者：ディー エイチ イー エフ インク（台湾）
（DHEF Inc.）