

器 25 医療用鏡  
一般医療機器 歯鏡 31776000

## ディスプレイブルミラー™

再使用禁止

### 【禁忌・禁止】

再使用禁止

### 【形状・構造及び原理等】

材質：（本体） ABS 樹脂  
（ミラー） ポリカーボネート

### 【使用目的又は効果】

口腔内診査又は圧排のために用いる歯科用器具であり、ミラーヘッド及びハンドルからなるものである。

### 【使用方法等】

ハンドル部分を持ち動かすことで確認したい箇所を映し出す。

### 【使用上の注意】

- ・使用前に必ず製品の点検をし、バリ、破損（特に鏡面部）等が確認された場合使用しないこと。
- ・折損、破損等の原因となるので、本品に対する曲げ・切削、打刻（刻印）等の二次的加工（改造）は絶対に行わないこと。
- ・破折等の原因となるため、強い衝撃を与えないように丁寧に扱うこと。
- ・高圧蒸気滅菌は行わないこと。
- ・【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外の使用はしないこと。
- ・歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- ・廃棄の際は感染防止に留意し、関係法令及び各自治体の指導に従った安全な方法で適切に処理すること。

### 【保管方法及び有効期間等】

- ・高温、湿気を避け、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けない清潔な場所に保管すること。
- ・滅菌済みのものを貯蔵・保管する際、汚染を防ぐため清潔な場所に保管をするとともに、有効保管期間の管理をすること。
- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】\* \*\*

製造販売業者：フィード株式会社  
商品インフォメーションデスク  
電話 0120-004-504

製造業者：テニソン メディカル インストルメント デヴェ  
ロップング社（台湾）  
（Tennyson Medical Instrument Developing Co., Ltd.）