

器 58 整形用機械器具
一般医療機器 歯科インプラント技工用器材 70757000

技工用インプラントアナログ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

材質：ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

本品は歯科用インプラントの上部構造を作製するために用いる。

【使用方法等】

1. 採得されたインプラントの印象に本品を適切に取り付ける。
2. 一般的な方法で作業模型を作成し、補綴物を作成する。

【使用上の注意】

- ・【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- ・使用前に必ず製品及び包装の点検をし、破損、腐食（錆）、変形、その他損傷が確認された場合使用しないこと。
- ・本製品に互換性のある製品を使用すること。
- ・高圧蒸気滅菌、薬液滅菌、ガス滅菌は行わないこと。
- ・医療有資格者以外は使用しないこと。
- ・廃棄の際は感染防止に留意し、関係法令及び各自治体の指導に従った安全な方法で適切に処理すること。

「重要な基本的注意」

- ・本製品は作業模型上に使用するものなので口腔内で使用しないこと。
- ・過剰な外圧をかけないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- ・直射日光、高温、多湿、水分（水濡れ）を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けない清潔な場所に保管すること。

「有効期間」

外装に記載の使用期限までに使用すること。

〔記載の使用期限は自己認証（製造業者データ）による〕

（例示：☞2023. 03. 05 は、使用期限 2023 年 3 月 5 日を示す。）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：フィード株式会社
商品インフォメーションデスク
電話 0120-004-504

製造業者：グリーン デンテック カンパニー リミテッド
(Green DenTech Co., Ltd.) (台湾)