

機械器具 25 医療用鏡  
一般医療機器 歯鏡 31776000

## クリアマウスミラー

再使用禁止

### 【禁忌・禁止】

再使用禁止

### 【形状・構造及び原理等】

材質：（本体） ポリプロピレン  
（ミラー） ガラス

### 【使用目的又は効果】

口腔内診査又は圧排のために用いる歯科用器具である。

### 【使用方法等】

ハンドル部分を持ち動かすことで確認したい箇所を映し出す。

### 【使用上の注意】

- ・使用前に必ず製品の点検をし、バリ、破損（特に鏡面部）、その他損傷等が確認された場合使用しないこと。
- ・折損、破損等の原因となるので、本品に対する曲げ・切削、打刻（刻印）等の二次的加工（改造）は絶対に行わないこと。
- ・破折等の原因となるため、強い衝撃を与えないように丁寧に扱うこと。
- ・使用前に消毒する場合、消毒用アルコールで清拭すること。
- ・高圧蒸気滅菌をしないこと。
- ・【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- ・歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- ・廃棄の際は感染防止に留意し、関係法令及び各自治体の指導に従った安全な方法で適切に処理すること。

### 【保管方法及び有効期間等】

- ・高温、低温、多湿、直射日光を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けない清潔な場所に保管すること。
- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：フィード株式会社  
商品インフォメーションデスク  
電話 0120-004-504

製造業者：ハンゾウ シーイー メディカル インstrument  
カンパニー リミテッド  
（中華人民共和国）  
（Hangzhou Siyi Medical Instrument Co., Ltd）