

医 04 整形用品
一般医療機器 コットンボール 11028000
コットンロール


再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

滅菌済みの綿繊維のロール状の塊である。



(単位：mm)

【使用目的又は効果】

口腔内で唾液または血液等の除去のために用いる。

【使用方法等】

口腔内に適用し、唾液または血液等を除去する。

【使用上の注意】

- ・包装に開封、破損、汚損等が見られる場合は使用しないこと。
- ・開封後はできるだけ速やかに使用すること。
- ・廃棄の際は感染防止に留意し、関係法令及び各自治体の指導に従った安全な方法で適切に処理すること。

【保管方法及び有効期間等】

「保管方法」

直射日光および火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

「有効期間」

外箱に記載の使用期限までに使用すること。

[記載の使用期限は自己認証（製造業者データ）による]

(例：201012 は使用期限 2010 年 12 月を示す。)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 * **

製造販売業者：フィード株式会社
商品インフォメーションデスク
電話 0120-004-504

製造業者：リッチモンド デンタル (アメリカ合衆国)
(RICHMOND DENTAL)