

ヴィッカーズ持針器



【警告】

- ・装置を落下させるなどして故障した場合には勝手に分解せずに、すみやかに修理を依頼すること。
- ・改造しないこと。

【禁忌・禁止】

- ・故障の場合は使用しないこと。

【形状、構造及び原理等】


1. 外観図、構成

外科領域における針と糸を用いての手術後の縫合において使用する。用途として縫合針を把持するために用いられる。本シリーズはより 7 種類より構成されている。

本体：ステンレス鋼



商 品 名	全 長
ユニバーサル持針器	160 mm
ファイン持針器	150 mm
ロング持針器	220 mm



商 品 名	全 長
ファイン持針器（曲）	150 mm
ロング持針器（曲）	220 mm



商 品 名	全 長
チタン 曲 丸ハンドル ストッパーなし	150 mm
チタン 曲 丸ハンドル ストッパー付き	150 mm

2. 品目仕様等

目視試験 把持部先端が噛み合うか

【使用方法等】

1. 万年筆を持つ要領で長めに持つ。
2. 通針時には手掌の側面を術野の近くに置く。

【使用上の注意】

故意に落下させないこと。把持できなくなるおそれがある。

【保管方法及び有効期間等】

特別な設定はなし

【取扱い上の注意】

使用後は滅菌のこと。

【保守・点検に係る事項】

把持部先端が噛み合うか目視点検すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

1. 製造販売業者：

株式会社キーラー・アンド・ワイナー

TEL:03-3815-7787

2. 製造業者：

* Ashton Surgical and Ophthalmic Ltd

(アシュトン社 英国)