

歯科材料 09 歯科用研削材料  
一般医療機器 歯科用研削器材 70908000

## スモールバフポイント

---

### 【形状・構造及び原理等】

作業部：ゴム砥石。

直径 5.5mm 長さ 15.5mm の砲弾型

軸部：直径 2.35mm ステンレス鋼

### 【使用目的又は効果】

歯科補綴物の研削に用いる。

弾性に優れ、滑らかな作業性に加え形状に馴染みが良く仕上げ加工に適している研磨力が高く目詰まりが少ない特性を持ち、非鉄金属・合金鋼・一般鋼等に使えます。

### 【使用方法等】

通法どおり本品をハンドピースにセットし、研削する。

### 【使用上の注意】

- ・最高許容回転数 30,000 回転/分を超えて使用しない。
- ・目の損傷を防ぐ為、保護メガネなどを装着して使用すること。
- ・本品は歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

### 【保管方法及び有効期間等】

- ・室温保管
- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社キクタニ

電話番号：073-432-7135

FAX 番号：073-424-3902

製造元：株式会社キクタニ