

この度はSABAE MEGANEをご購入いただき、誠にありがとうございます。ご使用の際、下記事項にご注意の上、ご使用くださいませ。

商品

名称 : SABAE READING GLASSES
(サバエ リーディング グラス)
一般の名称等 : 眼鏡
作成年月日 : 2019年 7月製
承認番号等 : 18B3X10015000001
ロット番号 : SRG01001-10

形状・構造

フレーム : プラスチック(セルロースアセテート)
パッド : プラスチック(セルロースアセテート)
レンズ : プラスチック(アクリル)
サイズ : 46□22 T153mm

使用上の注意

■必要とされる度数に合わせて装着してください。■目を保護する目的で本品を使用しないでください。■レンズの濃淡に関わらず、太陽や溶接等の強い光を直視しないでください。■超音波洗浄機でのクリーニングは行わないでください。

使用目的又は効果

本品は老化による視力低下の補正用に適用される

使用方法

本品をケースから取り出し、テンブルを広げ装着します

保管方法・保管上の注意

■直射日光の当たる場所や0℃以下もしくは40℃以下になる場所は避けてください。■使用しないときは付属のケースもしくは市販の眼鏡ケースにレンズが上向きになるよう保管してください。

製造販売業者

株式会社キッソ
福井県鯖江市丸山町4丁目305-2
TEL : 0778-54-0355

一般医療機器

MADE IN JAPAN