

添付資料 1

※ 2017年 6月 1日（第2版）（新記載要領に基づく改訂）
2005年 4月 1日（新様式第1版）

届出番号 27B3X00059000012

医04 整形用品
一般医療機器 コットンボール 1102800

滅菌カネクラ綿球

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 体内に留置しないこと

【形状・構造及び原理等】

綿100%の脱脂綿を球形にしたあと、滅菌バックで包装し、EOG滅菌したものである。

本品は、白色の繊維状の軟毛で、におい及び味はない。

セルロースの親水性及び中空構造により吸水性を有し、液体の吸収を行う。

【使用目的又は効果】

医薬品を塗布したり、患者の体表から少量の体液を吸収したりする等、医療目的に使用するパッド状の綿繊維からなる材料をいう。

【使用方法等】

使用目的に応じ、適宜使用する。

【使用上の注意】

・重要な基本的注意

1. 本品の使用は一回限りです。再使用しないでください。
2. 滅菌製品の為、開封後は全量消費して下さい。
3. 体内に留置しないこと。
4. 使用後は、感染防止に留意し衛生的に処置して下さい。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水濡れに注意し、直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

2. ※有効期限

滅菌バックに記載（自己認証による）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 ケアライフ・メディカルサプライ株式会社
大阪府堺市西区浜寺石津町西2丁目1番6号
TEL072-241-8171

※ <http://www.care-life.co.jp/>