

機械器具 22 検眼用器具
一般医療機器 細隙灯顕微鏡 JMDN コード:35148000

「コーワ SL-17」の付属品 カメラ接続アダプターB

【形状・構造及び原理等】



1. 構成
 - ・カメラ接続アダプター本体
 - ・アダプターリング
2. 寸法及び重量
56 mm(W)×150 mm(D)×32 mm(H) /47 g

【使用目的又は効果】

眼球等の観察、検査及び撮影をするために使用する。眼球に細隙光を投射し、その反射に可動式顕微鏡を傾斜的に併せ、反射面を観察する。

(コーワ SL-17 の使用目的又は効果を記載)

【使用方法等】

本品と iPhone 6s をコーワ SL-17 本体に取付け、本体の点灯スイッチを押し、照明光を被検眼に照射し、各種観察又は撮影を行う。詳細はコーワ SL-17 の添付文書及び取扱説明書を参照のこと。

※ iPhone、Apple は米国およびその他の国で登録された Apple Inc.の登録商標です。

【使用上の注意】

コーワ SL-17 の添付文書を参照のこと。

【保管方法及び有効期間等】

コーワ SL-17 の添付文書を参照のこと。

【保守・点検に係る事項】

コーワ SL-17 の添付文書及び取扱説明書を参照のこと。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

(製造販売業者)

興和株式会社

東京都中央区日本橋本町三丁目 4 番 14 号

TEL (03)3279-7844

取扱説明書を必ずご参照ください