

機械器具 22 検眼用器具
一般医療機器 細隙灯顕微鏡 JMDNコード:35148000

「コーワ SL-19」の付属品 パワーパック (SL-PP191)

【形状・構造及び原理等】



1. 概要
本機器はコーワ SL-19の別売付属品であって、コーワ SL-19に取り付けて使用する、専用のリチウムイオン充電電池である。
2. 構成
本機器はパワーパックのみで構成される。
3. 電磁両立性
本機器は、JIS T 0601-1-2:2018 に適合している。
4. 電氣的定格
容量: 2100mAh
出力電圧: 3.6V
5. 寸法及び質量
75 mm(W)×73 mm(D)×25 mm(H)/90g

【使用目的又は効果】

眼球等の観察、検査及び撮影をするために使用する。眼球に細隙光を投射し、その反射に可動式顕微鏡を傾斜的に併せ、反射面を観察する。

(コーワ SL-19の使用目的又は効果を記載)

【使用方法等】

本機器はコーワ SL-19に取り付けて使用する。本機器を充電するには専用の充電台(「コーワ SL-19」の付属品 充電台(SL-CB191))が必要となる。

詳細は、コーワ SL-19の取扱説明書を参照のこと。

【使用上の注意】

(重要な基本的注意)

- ・本機器は専用の充電台以外で充電しないでください。
- ・本機器はコーワ SL-19専用のパワーパックです。その他の機器に取り付けて使用しないでください。
- ・本機器に大きな衝撃を与えないでください。
- ・充電中は、本機器に触り続けしないでください。
- ・本機器の端子をショートさせないでください。火災、感電の原因となることがあります。
- ・ぬれた手で本機器に触らないでください。感電の原因となることがあります。
- ・パワーパックのつけ外し、持ち運びの際に、落とさないでください。ケガの原因となることがあります。

詳細は、コーワ SL-19の取扱説明書を参照のこと。

【保管方法及び有効期間等】

コーワ SL-19の注意事項等情報を参照のこと。

【保守・点検に係る事項】

コーワ SL-19の注意事項等情報及び取扱説明書を参照のこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

(製造販売業者)

興和株式会社

東京都中央区日本橋本町三丁目4番14号

TEL (03)3279-7844

取扱説明書を必ずご参照ください