


機械器具 22 検眼用器具  
管理医療機器 眼底カメラ JMDN コード:10551000

特定保守管理医療機器「コーワ VX-10i」の付属品  
ビデオカメラ接続アダプター(K9L-VA52)

【形状・構造及び原理等】



1. 構成  
本品はビデオカメラ接続アダプター本体及びケーブルで構成される。
2. 寸法及び重量  
95 mm(W)×140 mm(D)×165 mm(H)/1.1kg

【使用目的又は効果】

被検眼に接触せずに瞳孔を通じて眼底を観察、撮影又は記録し、眼底画像情報を診断のために提供すること。  
(コーワ VX-10i の使用目的又は効果を記載)

【使用方法等】

ビデオカメラ接続アダプター本体をコーワ VX-10i に取付け、ケーブルを接続し、デジタルカメラと組合わせて眼底を撮影する。詳細はコーワ VX-10i の添付文書及び取扱説明書を参照のこと。

【使用上の注意】

コーワ VX-10i の添付文書を参照のこと。

【保管方法及び有効期間等】

コーワ VX-10i の添付文書を参照のこと。

【保守・点検に係る事項】

コーワ VX-10i の添付文書及び取扱説明書を参照のこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

(製造販売業者)  
興和株式会社  
東京都中央区日本橋本町 3-4-14  
TEL (042)440-7612(調布)

取扱説明書を必ずご参照ください