


機械器具 22 検眼用器具
管理医療機器 眼底カメラ JMDN コード:10551000

特定保守管理医療機器

「コーワ VX-10 α 」の付属品 ビデオカメラ接続アダプター(K9L-RL48C11)

【形状・構造及び原理等】



1. 構成
本品はビデオカメラ接続アダプターC 本体及びケーブルで構成される。
2. 寸法及び重量
132 mm(W)×125 mm(D)×180 mm(H)/1.2kg

【使用目的又は効果】

被検眼に接触せずに瞳孔を通じて眼底を観察、撮影、記録し、眼底画像情報を診断のために提供すること。
(コーワ VX-10 α の使用目的又は効果を記載)

【使用方法等】

ビデオカメラ接続アダプター本体をコーワ VX-10 α に取付け、ケーブルを接続し、デジタルカメラと組合わせて眼底を撮影する。詳細はコーワ VX-10 α の添付文書及び取扱説明書を参照のこと。

【使用上の注意】

コーワ VX-10 α の添付文書を参照のこと。

【保管方法及び有効期間等】

コーワ VX-10 α の添付文書を参照のこと。

【保守・点検に係る事項】

コーワ VX-10 α の添付文書及び取扱説明書を参照のこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

(製造販売業者)

興和株式会社

東京都中央区日本橋本町三丁目 4 番 14 号

* TEL (03)3279-7844

取扱説明書を必ずご参照ください