


機械器具 22 検眼用器具
管理医療機器 眼底カメラ JMDN コード:10551000

特定保守管理医療機器 「コーワ GENESIS-Df」の付属品
60D/90D用 倒像鏡レンズホルダー (K9L-LH51B)

【形状・構造及び原理等】



ホルダー本体



60D ホルダー



90D ホルダー

1. 構成
 - ・ホルダー本体
 - ・60D ホルダー
 - ・90D ホルダー
2. 寸法及び重量
 - ・ホルダー本体+60D ホルダー：
155 mm(W)×65.5 mm(D)×105 mm(H) /110g(最大時)
 - ・ホルダー本体+60D ホルダー：
142 mm(W)×59.7 mm(D)×99.2 mm(H)/110g(最大時)

【使用目的又は効果】

被検眼に接触せずに瞳孔を通じて眼底を観察、撮影又は記録し、
眼底画像情報を診断のために提供すること。
(コーワ GENESIS-D の使用目的又は効果を記載)

【使用方法等】

本品をコーワ GENESIS-Df に取付け、倒像鏡レンズを取付けて眼底
を撮影する。詳細はコーワ GENESIS-Df の添付文書及び取扱説明書、
60D/90D 用 倒像鏡レンズホルダー (K9L-LH51B) の取扱説明書を参
照のこと。

【使用上の注意】

コーワ GENESIS-Df の添付文書を参照のこと。

【保管方法及び有効期間等】

コーワ GENESIS-Df の添付文書を参照のこと。

【保守・点検に係る事項】

コーワ GENESIS-Df の添付文書及び取扱説明書を参照のこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

(製造販売業者)
興和株式会社
東京都中央区日本橋本町 3-4-14
TEL (042)440-7612(調布)

取扱説明書を必ずご参照ください