

機械器具（42）医療用剥離子
一般医療機器 歯科用起子及び剥離子 70683000
ボーンスパーサー


【禁忌・禁止】

1. 本品は記載の使用目的以外に使用しないこと。


【形状・構造及び原理等】

* 1. 構成品

製品番号：BS-2228



製品番号：BS-2828



【使用目的、効能又は効果】

本品は、口腔内手術で骨膜、粘膜等の組織の剥離または口腔内の補綴物、異物等の除去に用いる器具をいう。

【品目仕様】

目視検査で、使用上問題となるようなキズが認められないこと。

【操作方法又は使用方法等】

1. 剥離の部位に合った大きさ、形状のボーンスパーサーを選定する。
2. 選定したボーンスパーサーで剥離を行う。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 本品の使用に際しては、歯科技術に熟練し、かつ製品特性や手術手技を十分に理解した歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

- 2) 本品は未滅菌製品であるため、口腔内に適用する前には必ず洗浄・滅菌すること。
- 3) 本品を使用している際には、常に患者の全身のおよび口腔内の状態を観察し、異常が認められた場合、直ちに使用をやめ、適切な処置をとり、患者の安全を確保すること。
- 4) 術中に患者が本品を誤飲しないように十分注意して使用すること。
- 5) ボーンスパーサーの部品に異常がないか使用前に十分確認すること。亀裂、欠損等の問題がある場合には使用しないこと。
- 6) 使用中過度な力を加えないこと。

【貯蔵・保管方法および使用期間等】

＜貯蔵・保管方法＞

- ・水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。

【包装】

1 セット/2 本一組

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：コアフロント株式会社

〒162-0845 東京都新宿区市谷本村町 2-11

TEL：03（5579）8710

製造業者：オソン エムエヌディ シーオー

国名：韓国