

2019 年 5 月 29 日（新様式第 2 版）

医療機器製造販売届出番号：13B1X10100000073

歯 08 歯科用石こう及び石膏製品
一般医療機器 歯科用樹脂系模型材 34811000
SHERA 3D print 材料

【警告】

歯科医師、歯科技工士、歯科関係者以外は使用しないこと。

理解した歯科医師、歯科技工士、歯科関係者以外は使用しないこと。

・本品は、記載の使用目的以外には使用しないこと。

【貯蔵・保管方法および使用期間等】

本品は、高温多湿を避け、暗所で保管すること。

本品は、歯科医療関係者以外が触れないように適切に保管

・管理すること。

【形状・構造及び原理等】

概要

本品は、歯科用模型等を作る樹脂系材料である。

【包装】

1 本袋

本品は以下の構成から成る。

	製品名	製品番号
1	SHERAprint model	SD400060
2	SHERAprint model fast	SD400071
3	SHERAprint model plus	SD400082
4	SHERAprint model plus	SD400083
5	SHERAprint model plus UV	SD400382
6	SHERAprint model plus UV	SD400383
7	SHERAprint gingiva mask	SD400100
8	SHERAprint cast	SD400090
9	SHERAprint cb	SD400011
10	SHERAprint bracket key	SD400130
11	SHERAprint cast & press	SD400095
12	SHERAprint model UV	SD400390

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：コアフロント株式会社

〒162-0845 東京都新宿区市谷本村町 2-11

TEL：03（5579）8710

製造業者：SHERA Werkstoff-Technologie GmbH & Co.KG

国 名：ドイツ

【使用目的、効能又は効果】

本品は、歯科用模型等を作る樹脂系材料である。

【性能及び安全性に関する規格】

目視	液体状態で異物が入ってないこと
----	-----------------

【操作方法又は使用方法等】

・本品は、歯科用模型等を作る樹脂系材料である。光で重合する性質を利用し、3D プリンターにて造形する。

・具体的使用方法はマニュアルをご参照ください。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

・本品の使用に際しては、歯科技術に熟練し、かつ製品特性を十分に