

器 30 結紮器及び縫合器
管理医療機器 単回使用縫合針 70417002

**** 縫合針****再使用禁止****【禁忌・禁止】**

- ・再使用禁止
- ・再滅菌禁止【開封した場合、未使用でも再滅菌使用不可】
- ・弊社が指定した製品以外との併用はしないこと【相互作用の項参照】

****【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**


製造販売業者：コンメッド・ジャパン株式会社

製造業者：Linvatec Corporation d/b/a ConMed Linvatec、米国

※本添付文書は予告なしに変更することがあります。

【形状・構造及び原理等】

本添付文書に該当する製品の製品名、製品番号、サイズ等については包装表示ラベル又は本体の記載を確認すること。

製品名	製品外観	材質
メニスカス縫合針		ニッケルチタン合金

原理等

カニューラに縫合針を通し半月板縫合を行う。

【使用目的又は効果】

本品は半月板縫合に使用する縫合針である。

【使用方法等】*使用方法**

カニューラに本品を通し、使用する。

【使用上の注意】*(1) 重要な基本的注意****滅菌**

- ・滅菌包装を開封した製品は、再使用しないこと。
- ・再滅菌しないこと。
- ・使用後は医療廃棄物として処理すること。

(2) 相互作用（他の医療機器等との併用に関すること）**・併用禁忌（併用しないこと）**

- ・弊社が指定した製品以外との併用はしないこと【専用品でない設計・開発方針が異なるため、適合しないおそれがある】。

(3) 不具合・有害事象**・その他の不具合・有害事象**

以下の有害事象が発現する可能性がある。

- ・組織、靱帯、腱、神経、血管、骨等の損傷
- ・感染症
- ・金属アレルギー

【保管方法及び有効期間等】**・貯蔵・保管方法**

高温、多湿、直射日光を避け、冷暗所に保管すること。

・有効期間・使用の期限

外箱に記載した表示を参照【自己認証による】。

手術手技書を必ずご参照ください