

類別：機械器具 70 歯科用鑄造器

一般医療機器 歯科技工用ポーセレン焼成炉（JMDN コード：35762000）

販売名：Aidite 焼成炉 AGT

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造



型式	幅(mm)	奥(mm)	高(mm)	重量(kg)
AGT-S	370	600	715	75
AGT-L	400	600	790	85

2. 作動原理

本体内に焼成対象物をセットした後、内臓電熱ヒーターにより炉内温度を上昇させ焼成を行う。

【使用目的又は効果】

1. 使用目的

歯科技工においてポーセレンの焼成に使用する。

2. 効果

ポーセレンを焼成できる。

【使用方法等】

1. 使用環境条件

使用場所：室内

温度：-20～40℃

2. 操作方法

① 焼成対象物を炉内にセットし電源を入れる

② 操作パネルにて焼成を開始する

※詳細な使用、操作方法等は取扱説明書をご覧ください

【使用上の注意】

その他の注意事項

① 本機器を患者環境内で使用しないこと。

② 精密機械につき、取扱いには十分注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

① 水のかからない場所に保管する。

② 傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）など安定状態に注意して保管する。

③ 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しない。

④ 歯科医療従事者以外が触れないように、適切に管理する。

2. 耐用期間・使用期間

適切な保守・点検を行った場合、耐用期間は 5 年とする。

〔自己認証（当社データ）による〕

ただし、耐用期間は使用条件、使用環境により差異を生じることがあります。

【保守・点検に係る事項】

1. 日常的な保守・点検

使用後の清掃

2. 定期的な保守・点検

定期的な補正と清掃

※詳細については取扱説明書をご覧ください

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〔製造販売業者〕

コスモサイン合同会社

東京都品川区荏原 1-8-8 坂本ビル 1 階

電話番号：03-6426-9935

〔製造業者〕

アイダイテ（チンホワンタオ）テクノロジー

カンパニーリミテッド

A i d i t e (Q i n h u a n g d a o)

T e c h n o l o g y C o . , L t d .

国名：中国

コスモサイン合同会社