

添付文書
器 64 歯科用探針
一般医療機器 歯科用探針 JMDN : 35812000

BSA プローブ

【禁忌・禁止】

- ・破損・変形・劣化品の使用禁止。

【形状、構造及び原理等】(*)

〔形状・構造〕(**)

本品（エピ プローブ）は、ハンドル部及び探針又は、鉤状又は鈍的形状の先端から構成される。



〔原理〕(**)

歯科診療で触診等に用いる手持型の器具（プローブ）であり、軸の先端の細い作業部分は用途に応じて針状又は鉤型のもの、又は鈍的形状のものがあ

〔包装〕

1 袋（1 本入）

〔原材料〕

シリコン、ステンレス

【使用目的又は効果】(*)

本品は歯科診療で触診等に用いる手持型の器具である。

【使用方法等】(*)

- ①使用にあたって滅菌を行う場合は、オートクレーブ滅菌（133℃以下）を行うこと。滅菌の方法はそれぞれの滅菌器、のメーカーの使用説明書にしたがって正しく行うこと。
- ②本体ハンドル部を手に持ち、先端切刃部により、触診等に用いる。

【使用上の注意】

- ・損傷、変形、劣化の認められるものは使用しないこと。
- ・歯科医療従事者のみの使用に限られ、歯科用目的以外に使用しないこと。
- ・再使用する時は、使用前に必ずオートクレーブ滅菌を行うこと。

【保管方法及び有効期間等】(*)

〔保管方法〕

- ・通気性のよい、汚染を受けない場所で保管すること。
- ・小児の手の届かない、適切な場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】(*)

製造販売業者 (株)ビーエスエーサクライ

住所 名古屋市天白区高島 1 丁目 117-1

TEL 052-805-1181

外国製造業者 オソン エムエスディー カンパニー

OSUNG MND CO., LTD.

国名 韓国