

添付文書
器 64 歯科用探針
一般医療機器 歯科用探針 JMDN:35812000

ディスポンエキスプローラー

再使用禁止。

【禁忌・禁止】

- ・ 本体と先端部の分離禁止
- ・ 再使用禁止。

【形状、構造及び原理等】

〔構造〕

本品は、ハンドル部及び針状又は鉤状又は鈍的形状の先端から構成される。



〔原理〕（**）

歯科診療で触診等に用いる手持型の器具（プローブ）であり、軸の先端の細い作業部分は用途に応じて針状又は鉤型のもの、又は鈍的形状のものがある。

〔包装〕

1 袋（10 本入）、1 箱（100 本入）

〔原材料〕

ABS、ステンレス

【使用目的又は効果】（*）

本品は歯科診療で触診等に用いる手持型の器具である。

【使用方法等】（*）

本体ハンドル部を手に持ち、先端切刃部により、触診等の診察又は排圧に用いる。

【使用上の注意】

- ・ 損傷、変形、劣化の認められるものは使用しないこと。
- ・ 歯科医療従事者のみの使用に限られ、歯科用目的以外に使用しないこと。
- ・ 再使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】（*）

〔保管方法〕

- ・ 通気性のよい、汚染を受けない場所で保管すること。
- ・ 小児の手の届かない、適切な場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】（*）

製造販売業者 (株)ビーエスエーサクライ

住所 名古屋市天白区高島 1 丁目 117-1
TEL 052-805-1181

外国製造業者 テンソン メディカル インstrument カンパニー
デベロピング カンパニー リミテッド
Tennyson Medical Instrument
Developing CO., Ltd

国名 台湾