

添付文書
器 36 医療用ピンセット
一般医療機器 歯科治療用ピンセット JMDN : 31814000

再使用禁止。

デイスポンピンセット

【禁忌・禁止】

- ・破損・変形・劣化品の使用禁止。
- ・再使用禁止。

【形状・構造及び原理等】

【形状・形状】

本品は、2つの先細のバネ性先端部で構成される手持型器具である。



【原理】(**)

2つの先細のバネ性先端部をもつ歯科手用器具をいう。この先端部を近接させて（閉じて）、口腔内に適用する創傷被覆・保護材を把持する。

【包装】

1 パック（1 本入）、1 箱（40 本入）

【原材料】

A B S、ステンレス

【寸法】(**)

全長 165mm

【使用目的又は効果】(*)

本品は、口腔適用する保護材を把持するために用いる。

【使用方法等】*

2つの先細先端部で、口腔内に適用する創傷、保護材を把持する為に用いる。

【使用上の注意】

- ・損傷、変形、劣化の認められるものは使用しないこと。
- ・歯科医療従事者のみの使用に限られ、歯科用目的以外に使用しないこと。
- ・再使用禁止。

【保管方法及び有効期間等】(*)

【保管方法】

- ・通気性のよい、汚染を受けない場所で保管すること。
- ・小児の手の届かない、適切な場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】(*)

製造販売業者	株式会社ビーエスエーサクライ
住所	名古屋市天白区高島1丁目117-1
TEL	052-805-1181
外国製造業者	テンソン メディカル インstrument デベロップ カンパニー リミテッド Tennyson Medical Instrument Developing CO., Ltd 台湾

国名