

添付文書  
器 68 印象採得又は咬合採得用器具  
一般医療機器 歯科用咬合器 JMDN：10201000

## CSA-400（シーエスエー 400）

### 【禁忌・禁止】

破損・変形・劣化品の使用禁止。

### 【形状・構造及び原理等】

#### \*\* [形状・構造]

本品は、上顎固定部、下顎固定部、切歯固定部からなる。



#### \*\* [原理]

蝶番付きの歯科用器具をいい、予め記録した顎間関係に従って上顎及び下顎模型を本品に取り付ける。下顎運動の一部又は全部をシミュレートするように設計されている。

### 【性能】

|         |       |
|---------|-------|
| 上下顎間距離  | 108mm |
| 顎間距離    | 110mm |
| 矢状顎路傾斜角 | 0～50° |
| 矢状切歯路角  | 15°   |

### 【包装】

本体×1、キャリングケース×1、マウンディングモールド（大1、小1）、石こう模型取り外しスクリュー×1、アルミニウムマウンティングプレート×2、アッパーフレームサポート×1、インサイザルテーブル（0°、10°、20° 各1ずつ）、指示ピン、ニューマウンティングジグ CSA-1700、湾曲咬合版×1

### \*\* [別売オプション]

|                        |
|------------------------|
| アベレージマウンティングガイド        |
| オクルーザブルプレインガイド         |
| オクルーザルディアゴスティックガイド     |
| マウンディングジグCSA-1700      |
| マウンティングジグCSA-1000      |
| 湾曲咬合版                  |
| アルミニウムマウンティングプレート      |
| プラスチックマウンティングプレート（10入） |
| ブルーマウンティングプレート（10入）    |
| マウンティングモールド 小          |
| マウンティングモールド 大          |
| 指示ピン                   |

### \*\* 【使用目的又は効果】

本品は予め記録した顎間関係に従って上顎及び下顎模型を取り付け下顎運動の一部又は全部をシミュレートするために用いる。

### 【使用方法等】

詳細は、取扱説明書を参照のこと。

予め記録した顎間関係に従って上顎、下顎模型を取り付け下顎運動の一部又は全体をシミュレートする。

### 【使用上の注意】

- ・ 損傷、変形、劣化の認められるものは使用しないこと。
- ・ 歯科医療従事者のみの使用に限られ、歯科用目的以外に使用しないこと。

### 【保管方法及び有効期間等】

#### 【保管方法】

- ・ 通気性のよい、汚染を受けない場所で保管すること。
- ・ 小児の手の届かない、適切な場所に保管すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 製造販売業者 | 株式会社ビーエスエーサクライ    |
| 住所     | 名古屋市天白区高島1丁目117-1 |
| TEL    | 052-805-1181      |
| 外国製造業者 | コリデント カンパニー       |
|        | CORIDENT          |
| 国名     | 韓国                |

詳細は、取扱説明書を参照のこと。