

添付文書
器 25 医療用鏡
一般医療機器 歯 鏡 JMDN : 31776000

エピミラートップ

【禁忌・禁止】

破損・変形・劣化品の使用禁止。

【形状・構造及び原理等】

【形状・構造】（**）

本品（エピミラーNo.4）は、取り外し可能なミラートップであり、専用のミラーハンドル（エピミラーハンドル）と接続して使用する。



【原理】（**）

口腔内診査又は圧排のために用いる歯科用器具で、通常、ミラーヘッド及びハンドルからなるものをいう。

【包装】

1 箱（12 本入）

【使用目的又は効果】（**）

本品は口腔内診察又は圧排のために用いる。

【使用方法等】（*）

- ①使用にあたって滅菌を行う場合は、オートクレーブ滅菌（133℃以下）を行うこと。滅菌の方法はそれぞれの滅菌器、のメーカーの使用説明書にしたがって正しく行うこと。
- ②本品（エピミラーNo.4）を、専用のミラーハンドル（エピミラーハンドル：届出番号 23B2X00017000120）に接続する。（**）
- ③ハンドル部を手に持ち、先端ミラー部により、口腔内の診察又は圧排に用いる。

【使用上の注意】

- ・ 損傷、変形、劣化の認められるものは使用しないこと。
- ・ 歯科医療従事者のみの使用に限られ、歯科用目的以外に使用しないこと。
- ・ 再使用する時は、使用前に必ずオートクレーブ滅菌を行うこと。

【保管方法及び有効期間等】（*）

【保管方法】

- ・ 通気性のよい、汚染を受けない場所で保管すること。
- ・ 小児の手の届かない、適切な場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】（*）

製造販売業者	株式会社ビーエスエーサクライ
住所	名古屋市天白区高島 1 丁目 117-1
TEL	052-805-1181
外国製造業者	オソン イムスディー カンパニー OSUNG MND CO., LTD.
国名	韓国