

添付文書
医04 整形用品
一般医療機器 コットンボール JMDN:11028000

再使用禁止。

ホワイトロールメン

【禁忌・禁止】
・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】(*)

【形状・構造】(**)

本品は、コットン100%、を円柱状に成型したものである。



【原理】(**)

様々な身体部位に薬物を塗布したり、又は液を除去するために用いる綿繊維の球状の塊をいう。

【包装】(**)

1箱(2000本)…(20本×10巻)×10パック入

【使用目的又は効果】(*)

綿繊維の球状の塊で、様々な身体部位に薬物を塗布したり、又は液を除去するために用いる。

【使用方法等】(**)

使用目的に応じて、適宜使用する。

【使用上の注意】

- ・本品に異状がある場合は、使用しないこと。
- ・本品の使用は1回限り、再使用はしないこと。
- ・包装開封後は、速やかに使用すること。
- ・使用したものは、医療用廃棄物として注意し、処理すること。

【保管方法及び有効期限等】(*)

【保管方法】

- ・通気性のよい、汚染を受けない場所で保管すること。
- ・小児の手の届かない、適切な場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】(*)

製造販売業者 (株)ビーエスエーサクライ
住所 名古屋市天白区高島一丁目117-1
TEL 052-805-1181
外国製造業者 ビー・エイ・メディカル・プロダクツ・カンパニー・リミテッド
B. H. MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.
国名 中国