

添付文書  
医 04 整形用品  
一般医療機器 コットンボール JMDN : 11028000

再使用禁止

## ホワイトロールメン E. O


### 【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止

### 【形状・構造及び原理等】

#### 【形状・構造】

\*\*本品は、コットン 100%、を円柱状に成型したものである。



|                    |               |
|--------------------|---------------|
| ホワイトロールメン E. O     | Φ10mm × 30mm  |
| ホワイトロールメン E. O ロング | Φ10mm × 150mm |

#### 【原理】

様々な身体部位に薬物を塗布したり、又は液を除去するために用いる綿繊維の球状の塊をいう。

### \*\*【包装】

- ・ホワイトロールメン E. O  
1 箱（2000 本）…（20 本 × 10 巻） × 10 パック入
- ・ホワイトロールメン E. O ロング  
1 箱（100 本）

### 【使用目的又は効果】

綿繊維の球状の塊で、様々な身体部位に薬物を塗布したり、又は液を除去するために用いる。

### 【使用方法等】

\*\*使用目的に応じて、適宜使用する。

### 【使用上の注意】

- ・本品に異状がある場合は、使用しないこと。
- ・本品の使用は 1 回限り、再使用はしないこと。
- ・包装開封後は、速やかに使用すること。
- ・使用したものは、医療用廃棄物として注意し、処理すること。

### 【保管方法及び有効期限等】

#### 【保管方法】

- ・通気性のよい、汚染を受けない場所で保管すること。
- ・小児の手の届かない、適切な場所に保管すること。

### \*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

|        |                                                                  |
|--------|------------------------------------------------------------------|
| 製造販売業者 | （株）ビーエスエーサクライ                                                    |
| 住所     | 名古屋市天白区高島一丁目 117-1                                               |
| TEL    | 052-805-1181                                                     |
| 外国製造業者 | ビーエチ メディカル プロダクツ カンパニー リミテッド<br>B. H. MEDICAL PRODUCTS CO., LTD. |
| 国名     | 中国                                                               |