

添付文書
歯 68 印象採得又は咬合採得用器具
一般医療機器 歯科用咬合器 JMDN：10201000

クイックワン

【禁忌・禁止】

破損、変形、劣化が見られるものは使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

【形状・構造】（**）

本品（クイック咬合器）は、蝶番付きの歯科用器具で、上顎固定部、下顎固定部より構成される。



クイック 5 (No.1)		クイック 5 (No.2)	
クイック 14 (上顎)		クイック 14 (下顎)	
対合歯ベース		クイックアダプター	

【原理】（**）

蝶番付きの歯科用器具をいい、予め記録した顎間関係に従って上顎及び下顎模型を本品に取り付ける。下顎運動の一部又は全部をシミュレートするように設計されている。

【包装】

■スターターセット

本体×1、クイック 5（No.1）×6、クイック 5（No.2）×6、クイック 14（上顎）×1、クイック 14（下顎）×1、対合歯ベース×2

【別売オプション】（**）

本体（クイック咬合器）	1 台
クイック 5（No.1）	50 個
クイック 5（No.2）	50 個
クイック 14（上顎）	50 個
クイック 14（下顎）	50 個
対合歯ベース	10 枚
クイックアダプター	2 枚

【使用目的は効果】（*）

本品は予め記録した顎間関係に従って上顎及び下顎模型を取り付け下顎運動の一部又は全部をシミュレートするために用いる。

【使用方法等】（*）

予め記録した顎間関係に従って上顎、下顎模型を付属品のクイック 14（又はクイック 5）に取付け、クイックベースを利用し、本体に取り付けた後、下顎運動の一部又は全体をシミュレートする。

【使用上の注意】

- ・損傷、変形、劣化の認められるものは使用しないこと。
- ・歯科医療従事者のみの使用に限られ、歯科用目的以外に使用しないこと。

【保管方法及び有効期限等】（*）

【保管方法】

- ・水ぬれに注意し、直射日光、オゾン、高温や湿気の多い場所は避ける。
- ・通気性のよい、汚染を受けない場所で保管すること。
- ・小児の手の届かない、適切な場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】（*）

製造販売業者 (株)ビーエスエーサクライ
住所 名古屋市天白区高島 1 丁目 117-1
TEL 052-805-1181
外国製造業者 インターデンタル アル アンド デイ
センター カンパニー リミテッド
INTER-Dental R&D CENTER
Co., Ltd
国名 韓国