

添付文書
器 25 医療用鏡
一般医療機器 歯鏡 JMDN : 31776000

再使用禁止

ディスポンダブルサイドミラー


【禁忌・禁止】

- ・破損・変形・劣化品の使用禁止
- ・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】(*)

【形状・構造】(**)

プラスチック製の柄と、ポリカーボネード製のミラーヘッドから構成される手持型器具である。



【原理】

口腔内診査又は圧排のために用いる歯科用器具で、通常、ミラーヘッド及びハンドルからなるものをいう。

【原材料】

柄：ABS 樹脂

ミラー：ポリカーボネード

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】(*)

製造販売業者	株式会社ビーエスエーサクライ
住所	名古屋市天白区高島1丁目1-117
TEL	052-805-1181
外国製造業者	タジヤン ツェントン エクジビション Tangshang Zhengtong Exhibition Co., Ltd.
国名	中国

【包装】

1 袋（1 本入）

1 箱（1 本入×100 パック）

【使用目的又は効果】

本品は口腔内診察又は圧排のために用いる。

【使用方法等】

本体ハンドル部を手に持ち、先端ミラー部により、口腔内の診察又は圧排に用いる。

【使用上の注意】

- ・本品は歯科医療有資格者のみ使用すること。
- ・本品は記載の使用目的のみに使用すること。
- ・損傷、変形、劣化の認められるものは使用しないこと。
- ・再使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- ・通気性のよい、汚染を受けない場所で保管すること。
- ・小児の手の届かない、適切な場所に保管すること。