

添付文書
医 04 整形用品
一般医療機器 コットンボール JMDN : 11028000

FEEDコットンロール

再使用禁止


【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

【形状・構造】(*)

本品は、コットン 100%を円柱状に成型したものである。



レギュラーサイズ

ミニサイズ

【原理】

様々な身体部位に薬物を塗布したり、又は液を除去するために用いる綿繊維の球状の塊をいう。

【包装】

1 箱（100 本入×12 パック）

【使用目的又は効果】(*)

綿繊維の球状の塊で、様々な身体部位に薬物を塗布したり、又は液を除去するために用いる。

【使用方法等】

- ・使用目的に応じて、適宜使用する。
- ・創傷面には滅菌して使用する。（滅菌はオートクレーブ滅菌、EOガス滅菌が可能）

【使用上の注意】

- ・本品に異状がある場合は、使用しないこと。
- ・本品の使用は 1 回限り、再使用はしないこと。
- ・包装開封後は、速やかに使用すること。
- ・使用したものは、医療用廃棄物として注意し、処理すること。
- ・再使用しないこと。（*）

【保管方法及び有効期限等】

【保管方法】

- ・水ぬれに注意し、直射日光、オゾン、高温や湿気の多い場所は避ける。
- ・通気性のよい、汚染を受けない場所で保管すること。
- ・小児の手の届かない、適切な場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】(*)

製造販売業者	(株) ビーエスエーサクライ
住所	名古屋市天白区高島一丁目 117-1
電話番号	052-805-1181
外国製造業者	ビーエイ メディカル プロダクツ カンパニー リミテッド B. H. MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.
国名	中国